

Техническое задание

№ п/п	Объект закупки	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара	Кол-во	Ед. изм.
1.	Набор реагентов "Экспресс-тест для качественного определения тропонина I в плазме, сыворотка и цельной крови человека методом иммунохроматографии"	Набор реагентов - экспресс-тест для качественного определения тропонина в плазме, сыворотке и цельной крови человека методом иммунохроматографии. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения тропонина в плазме, сыворотке и цельной крови человека методом иммунохроматографии» предназначен для качественного выявления сердечного тропонина I (сTnL) с целью диагностики инфаркта миокарда (ИМ) в цельной крови, сыворотке или плазме методом иимунохроматографии. Для однократного применения набора по назначению. Для клинической лабораторной диагностики in vitro. Фасовка: не менее 10 шт./набор.	6	набор
2.	Набор реагентов "Экспресс-тест для качественного определения тропонина I в плазме, сыворотка и цельной крови человека методом иммунохроматографии"	Набор реагентов - экспресс-тест для качественного определения тропонина в плазме, сыворотке и цельной крови человека методом иммунохроматографии. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения тропонина в плазме, сыворотке и цельной крови человека методом иммунохроматографии» предназначен для качественного выявления сердечного тропонина I (сTnL) с целью диагностики инфаркта миокарда (ИМ) в цельной крови, сыворотке или плазме методом иимунохроматографии. Для однократного применения набора по назначению. Для клинической лабораторной диагностики in vitro. Фасовка: не менее 20 шт./набор.	1	упак
3.	Набор реагентов для определения С-реактивного белка	Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса в сыворотке крови человека при контроле динамики воспалительных процессах различной этиологии Предназначен для качественного и количественного определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса. Набор рассчитан на проведение 250 определений. Объем исследуемого образца - 20 мкл. Чувствительность - 6 мг/л. Состав набора: 1. СРБ-латексный реагент - 1 фл.х5 мл; 2. Физиологический раствор - 1фл.х 25мл;	2	набор

		3. Контрольный положительный образец - 1фл.х 0,5мл; 4. Контрольный отрицательный образец - 1фл.х 0,5мл; 5. Карточки для постановки реакции - 25шт. Реагенты стабильны 12 мес. При температуре 2-8°C		
4.	Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка	Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров, использующих реагенты без каолина. Состав набора: тромбин –не менее 8 фл., имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.	3	набор
5.	Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: АЧТВ-реагент – не менее 7 фл. по не менее 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) –не менее 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) не менее 24 часов при 18-25 °С, не менее 14 суток при 2-8 °С, не менее 2 месяцев при -18 - -20 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.	3	набор
6.	Разбавитель изотонический	Разбавитель изотонический (20 л) для анализатора Mindray BC-3600, имеющегося у Заказчика.	12	кан
7.	Лизирующий раствор	Лизирующий раствор (500 мл) для анализатора Mindray BC-3600, имеющегося у Заказчика.	4	бут
8.	Промывающий раствор	Промывающий раствор для анализатора Mindray BC-3600, имеющегося у Заказчика.	3	кан
9.	Набор реагентов для экспресс-определения Д-Димеров	Набор реагентов для экспресс-определения Д-Димеров методом латексной агглютинации. Состав набора: латекс-реагент (не менее 2 мл) – не менее 1 фл., положительный контроль (не менее 0,6 мл) – не менее 1 фл., отрицательный контроль (не менее 1,0 мл) – не менее 1 фл., буфер имидазоловый концентрированный (не менее 5,0 мл) – не менее 1 фл., пластины для агглютинации – не менее 10 шт., палочки для перемешивания – не менее 80 шт. Стабильность (латекс-реагент, положительный контроль, отрицательный контроль) не менее 2 месяцев при 2-8 °С. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.	2	набор
10.	Пробирка вакуумная	Объем..... 3 мл Размер..... 13х75 мм Цветовой код..... фиолетовый Буквенный код..... КЗЕ Наполнители..... КЗЭДТА	60	упак

		Упаковка..... 100 шт. Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) для гематологических исследований. Материал для исследования..... стабилизированная ЭДТА цельная кровь /ЭДТА-плазма.		
11.	Палочка стеклянная	Длина..... $220 \pm 5,0$ мм Диаметр..... $5 \pm 0,5$ мм Упаковка..... 100 шт. Предназначена для перемешивания вязких растворов.	200	шт
12.	Тромбиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка	Набор реагентов для определения тромбинового времени кислоты для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: тромбин человека –не менее 2 фл., стабилизатор –не менее 1 фл. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев.	2	набор
13.	Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка	Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Аттестован по МИЧ в диапазоне 1,0-1,3. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику, МНО и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С, не менее 14 дней при 2-8 °С, не менее 3 месяцев при -18 - -20 °С.. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев	2	набор

Зав КДЛ А. Т.В. Писева