

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора							
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Ед. Изм.	Кол-во	Цена за единицу с учетом НДС	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего с учетом НДС руб.
1	Стент мочеточниковый полимерный 6Fr/Ch, 26cm	шт	120	4500,00	-	-	540000,00
2	Проводник с PTFE покрытием, прямой 0.035`, 150cm	шт	30	2000,00	-	-	60000,00
3	Стент мочеточниковый 6 Fr/Ch, 28cm	шт	20	4500,00	-	-	90000,00
4	Набор для нефростомии с катетером 8,3 Fr/Ch, 23cm	шт	50	17400,00	-	-	870000,00
5	Катетер урологический 2-х ходовой, силиконовый 16 Fr/Ch	шт	30	300,00	-	-	9000,00
6	Катетер урологический 2-х ходовой, силиконовый 18 Fr/Ch	шт	20	300,00	-	-	6000,00
7	Катетер урологический 3-х ходовой, силиконовый 20 Fr/Ch	шт	100	650,00	-	-	65000,00
8	Катетер мочеточниковый 6 Fr/Ch	шт	30	2490,00	-	-	74700,00
9	Стент мочеточниковый 7 Fr/Ch, 70cm	шт	20	12950,00	-	-	259000,00
10	Набор для надлобковой пункции 12 Fr/Ch	шт	20	9350,00	-	-	187000,00
	ИТОГО начальная (максимальная) Цена						2 160 700,00
	Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора	Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.					

№	Наименование товара	Технические характеристики	Значение характеристики	Единица измерения	Ед. изм.	Кол-во
1	Стент мочеточниковый полимерный 6 Fr/Ch , 26cm	Стент мочеточниковый полимерный. Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, предназначенное для имплантации в мочеточник с затрудненной проходимостью (из-за камня, стриктуры, компрессии, фиброза, травмы) для поддержания проходимости просвета, обеспечивающее отток мочи из почечной лоханки в мочевой пузырь. сплошная трубка с боковыми отверстиями ,одноразовые изделие, используемые при имплантации. Изделие предназначено для длительной, но не постоянной имплантации.			Шт.	120
		Номинальный диаметр стента	2	миллиметр		
		Общая длина стента	260	миллиметр		
		Покрытие	гидрофобное			
		МРТ совместимость	да			
		Конструкция	с петлями			
		Дополнительные характеристики				
		Номинальный диаметр стента	6 Fr/Ch	Номинальный диаметр стента по шкале Шарье		
		Общая длина стента	260	миллиметр		
		Материал	алифатический полиуретан ,цветной	биосовместим; цвет позволяет быстро обнаружить стент среди тканей		

		Конструкция	с петлями	понижение риска миграции стента за счет завитков, способных держать форму		
		Рентгеноконтрастные метки	соответствие	Для возможности рентгенологического контроля положения стента		
		УЗ разметка по всей длине для улучшенной видимости позиционирования	наличие	Для контроля во время установки стента		
		МРТ совместимость	наличие	пациент не подвергается дополнительному риску при взаимодействии с магнитно-индуцированной энергией		
		Дренажные отверстия по всей длине стента (шофта и пигтейла)	наличие			
		Стент должен обладать свойством скользящей поверхности и с эффектами антиинкрустации	наличие	Комфортное ношение стента для пациента		
		Покрытие стента гидрофильное или близкое по свойствам гидрофобное	соответствие	Снижает риск инкрустации и облегчает установку		
		Дистальный кончик стента конусообразный	наличие	Для облегчения введения в мочеточник		
		Дистальный кончик стента открытый	наличие	Для возможности коаксиальной установки		
		Манипулятор для извлечения стента	наличие	Ретракционная нить ,облегчает комфортное извлечения стента из пациента		
		Толкатель	наличие	необходимое изделие для установки стента, облегчает процесс постановки стента		
		Материал толкателя	пластик			
		Стент обладает свойствами , длительного нахождения в организме	соответствие	Клинически максимальный срок установки одного стента, при котором он может оставаться проходным		
		Двойная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		
2	Проводник с РТФЕ покрытием, прямой 0.035`, 150cm	Металлическая проволока, используемая для позиционирования катетера или аналогичного интервенционного устройства ,катетер перемещается по проволоке после того, как она была подведена к месту лечения (например, месту размещения стента). Это изделие одноразового использования.			шт	30
		Диаметр проводника	0,035"	дюйм		
		Длина проводника	150	сантиметр		
		Материал проводника	медицинская сталь с политетрафторэтиленовым покрытием; кончик проводника прямой, жесткость стандартная	необходимое изделие для установки стента, облегчает процесс постановки стента		
		Покрытие проводника	ПТФЕ	Политетрафторэтиленовым покрытием, легкое направляющее скольжение стента по проводнику		
		Кончик проводника прямой атравматичный	1.5 см	Оптимально для установки стента		

		Дистальный кончик проводника атравматичный	наличие	Предотвращает перфорацию мочеточника			
		Жесткость проводника стандартная	наличие				
		Одинарная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН . Сохранение стерильности до момента установки			
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН			
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет			
3	Стент мочеточниковый 6 Fr/Ch , 28см	Стент мочеточниковый полимерный. Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, предназначенное для имплантации в мочеточник с затрудненной проходимостью (из-за камня, стриктуры, компрессии, фиброза, травмы) для поддержания проходимости просвета, обеспечивающее отток мочи из почечной лоханки в мочевой пузырь. Изделие изготавливается из синтетического полимера, одноразовые изделия, используемые при имплантации. Изделие обычно предназначено для длительной, но не постоянной имплантации.			Шт.	20	
		Номинальный диаметр стента	2	миллиметр			
		Общая длина стента	280	миллиметр			
		Покрытие	гидрофобное				
		МРТ совместимость	да				
		Конструкция	с петель (петлями)				
		Дополнительные характеристики					
		Номинальный диаметр стента	6 Fr/Ch	Номинальный диаметр стента по шкале Шарье			
		Общая длина стента	280	миллиметр			
		Материал	алифатический полиуретан ,цветной	биосовместим; цвет позволяет быстро обнаружить стент среди тканей			
		Покрытие стента гидрофильное и близкое по свойствам гидрофобное	соответствие	Снижает риск инкрустации и облегчает установку			
		Конструкция	с петлями	понижение риска миграции стента за счет завитков, способных держать форму			
		Рентгеноконтрастные метки	соответствие	Для возможности рентгенологического контроля положения стента			
		УЗ разметка по всей длине для улучшенной видимости позиционирования	наличие	Для контроля во время установки стента			
		МРТ совместимость	наличие	пациент не подвергается дополнительному риску при взаимодействии с магнитно-индуцированной энергией			
		Дренажные отверстия по всей длине стента (шофта и пигтейла)	наличие				
		Стент должен обладать свойством скользящей поверхности и с эффектами антиинкрустации	наличие	Комфортное ношение стента для пациента			
		Дистальный кончик стента конусообразный	наличие	Для облегчения введения в мочеточник			
		Дистальный кончик стента открытый	наличие	Для возможности коаксиальной установки			
		Манипулятор для извлечения стента	наличие	С помощью ретракционной нити, необходимо для комфортного извлечения стента из пациента			
		Толкатель	наличие	необходимое изделие для установки стента, облегчает процесс постановки стента			
		Материал толкателя	пластик				

		Стент обладает свойствами , длительного нахождения в организме	соответствие	Клинически максимальный срок установки одного стента, при котором он может оставаться проходимым	
		Двойная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН Сохранение стерильности до момента установки	
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН	
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет	
4	Набор для нефростомии с катетером 8,3 Fr/Ch , 23cm	"Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения в почечную лоханку для получения доступа к верхним мочевым путям. Изделие состоит из тонкостенной трубки большого диаметра (от 8 до 24 френчей), с самоудерживающимся наконечником; иногда на наконечнике имеются расширяющиеся крылышки. Используется для осуществления дренажа с целью облегчения суправезикальной обструкции, а также в целом ряде процедур на верхних мочевых путях, включая дилатацию стриктур, удаление камней, перфузию химолитическими веществами для разрушения почечных камней или стентирование мочеточника. Это изделие для одноразового использования."			шт 50
		Диаметр катетера	8,3	Fr/Ch	
		Длина катетера	23	сантиметра	
		Дистальный кончик катетера	почечный конец-пигтейл, наружный конец-коннектор	крепление дренажа с помощью пигтейла (завитка) в лоханке почки;	
		Проксимальный конец катетера	Люэр-Лок	Люэр-Лок для подсоединения к мочеприемнику при помощи переходника	
		Дренажные отверстия в зоне пигтейл	8	в лоханке почки обеспечение дренирования	
		Тип Дистального кончика пигтейл	открытый	в лоханке почки, обеспечение дренирования и фиксации пигтейла нитью	
		Рентгеноконтрастные метки	наличие	визуализация позиционирования катетера	
		Материал	алифатический полиуретан	биосовместим; снижение инкрустации на поверхности катетера, повышение адаптации к условиям организма	
		Канюля металлическая с экзогенным кончиком	23	см	
		Диаметр -игла пункционная 2-х составная	18	G	
		Длина иглы 18G	20	сантиметр	
		Диаметр игла Чибэ	21	G	
		Длина иглы Чибэ	20	сантиметр	
		Материал	медицинская сталь, ультразвуковые метки	высокая точность при проведении процедуры	
		Диаметр проводника	0,038"дюйм	0,97мм	
		Длина проводника	80	сантиметр	
		Материал проводника	проволока из медицинской стали высокой жесткости с политетрафторэтиленовым покрытием	обеспечивает максимальную поддержку и низкое поверхностное трение при диагностических процедурах	
		тип конца проводника	гибкий кончик J-типа 1, 5 миллиметра	«J-образная» конфигурация кончика сводит к минимуму непроизвольное травмирование мочеточника и лоханки.	
		Бужи, (расширители фасциальные) 6 размеров	5,6,7,8,9,10 Fr/Ch	1,7мм,2,0мм,2,3мм,2,7мм,3,0мм,3,3мм	

		Универсальный адаптер	Материал медицинский пластик, с коннектором с Люэр-лок, длина 10 см	необходимое изделие для соединения дренажа с мочеприемником		
		скальпель	наличие	Для надреза кожи в области почки		
		Длительность нахождения в организме	соответствие	Длительность нахождения зависит из индивидуальных особенностей организма		
		стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		
5	Катетер урологический 2-х ходовой, силиконовый 16 Fr/Ch	Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи. Изделие имеет прямой кончик, для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для однократового использования			шт	30
		Гибкий конец катетера	да			
		Градуировка	да			
		Диаметр катетера	5,3	миллиметр		
		Длина катетера	40;	сантиметр		
		Исполнение	универсальный			
		Конец катетера	закрытый			
		Отверстия	По бокам кончика			
		Тип конца катетера	прямой			
		Форма конца катетера	закругленная			
		Дополнительные характеристики				
		Внешний диаметр катетера:	5,3	мм		
		Длина катетера:	40;	сантиметр		
		Возможность промывания:	Нет;			
		Возможность применения самим пациентом:	Нет.			
		Объем баллона	30	миллилитров		
		Градуировка	наличие	точное позиционирование катетера		
		Катетер 2-х ходовой	наличие	Проксимальный Канал для раздувания баллона и проксимальный канал для отведения мочи		
		Канал для отведения мочи имеет эластичный универсальный коннектор	соответствие	предназначен для прочного соединения с различными типами мочеприемников и отведения мочи из мочевого пузыря		
		Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер	соответствие	для предотвращения обратного тока наполняемой жидкости и самопроизвольное сдутие баллона		
		Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона	соответствие	предназначена для определения размера катетера и объема баллона специалистом		
		Материал изготовления катетера	100% силикон	биосовместимый материал, не вызывает аллергических реакций и воспалений		

		Цветовая кодировка канала для раздувания баллона	оранжевый	для визуального определения размера медицинским персоналом в условиях операционной или процедурного кабинета		
		Двойная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		
6	Катетер урологический 2-х ходовой, силиконовый 18 Fr/Ch	Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи. Изделие имеет прямой кончик, для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования			шт	20
		Гибкий конец катетера	да			
		Градуировка	да			
		Диаметр катетера	6,0	миллиметр		
		Длина катетера	40;	сантиметр		
		Исполнение	универсальный			
		Конец катетера	закрытый			
		Отверстия	По бокам кончика			
		Тип конца катетера	прямой			
		Форма конца катетера	закругленная			
		Дополнительные характеристики				
		Внешний диаметр катетера:	6,0	мм		
		Длина катетера:	40;	сантиметр		
		Возможность промывания:	Нет;			
		Возможность применения самим пациентом:	Нет.			
		Объем баллона	30	миллилитров		
		Градуировка	наличие	точное позиционирование катетера		
		Катетер Фолея 2-х ходовой	соответствие	Проксимальный Канал для раздувания баллона и проксимальный канал для отведения мочи		
		Канал для отведения мочи имеет эластичный универсальный коннектор	соответствие	предназначен для прочного соединения с различными типами мочеприемников и отведения мочи из мочевого пузыря		
		Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер	соответствие	для предотвращения обратного тока наполняемой жидкости и самопроизвольное сдутие баллона		
		Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона	соответствие	предназначена для определения размера катетера и объема баллона специалистом		
		Материал изготовления катетера	100% силикон	биосовместимый материал, не вызывает аллергических реакций и воспалений		

		Цветовая кодировка канала для раздувания баллона	красный	для визуального определения размера медицинским персоналом в условиях операционной или процедурного кабинета		
		Двойная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		
7	Катетер урологический 3-х ходовой, силиконовый 20 Fr/Ch	Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи. Изделие имеет прямой кончик, для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования.			шт	100
		Гибкий конец катетера	да			
		Градуировка	да			
		Диаметр катетера	7,0	миллиметр		
		Длина катетера	41	сантиметр		
		Исполнение	универсальный			
		Конец катетера	закрытый			
		Отверстия	По бокам			
		Тип конца катетера	прямой			
		Форма конца катетера	закругленная			
		Дополнительные характеристики				
		Диаметр катетера Фолея	20 Fr/Ch	требования к размерам катетера представлены с учетом различных анатомических особенностей пациента		
		Длина катетера Фолея	40	требования к размерам катетера представлены с учетом различных анатомических особенностей поступающих в лечебное учреждение пациентов		
		Тип конца катетера Фолея	Nelaton (прямой)			
		Конец катетера Фолея	закрытый			
		Рентгеноконтрастные метки	да	Для возможности рентгенологического контроля положения катетера		
		Градуировка	да	точное позиционирование катетера		
		Катетер Фолея трехходовой	наличие	Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря, при проблемах с мочеиспусканием вызванных травмами, лечением и болезнями мочеполовой системы		
		Катетер Фолея имеет закрытый атравматичный дистальный конец	соответствие	для комфортного введения катетера, уменьшая риски травмирования слизистой уретры		

		Катетер Фолея имеет два боковых дренажных отверстия	соответствие	для обеспечения адекватного оттока мочи из мочевого пузыря		
		Баллон на дистальном конце катетера Фолея	соответствие	для фиксации изделия в мочевом пузыре		
		Канал для отведения мочи имеет эластичный универсальный коннектор	соответствие	предназначен для прочного соединения с различными типами мочеприемников и отведения мочи из мочевого пузыря		
		Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер	соответствие	для предотвращения обратного тока наполняемой жидкости и самопроизвольное сдутие баллона		
		Катетер имеет дополнительный канал для ирригации	соответствие	для ирригации и промывания мочевого пузыря, а также введения лекарственных средств		
		Катетер имеет рентгеноконтрастный наконечник и рентгеноконтрастную полосу вдоль стержня катетера	соответствие	для позиционирования катетера под УЗИ или рентген-контролем		
		Объем баллона катетера Фолея для раздувания	50 мл.	требования к размерам катетера представлены с учетом различных анатомических особенностей поступающих в лечебное учреждение пациентов		
		Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона	соответствие	предназначена для определения размера катетера и объема баллона специалистом		
		Материал изготовления катетера Фолея	100% силикон	биосовместимый материал, не вызывает аллергических реакций и воспалений		
		Цветовая кодировка канала для раздувания баллона	желтый	для визуального определения размера медицинским персоналом в условиях операционной или процедурного кабинета		
		одинарная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		
8	Катетер мочеточниковый 6 Fr/Ch	Гибкая трубка, разработанная для введения в мочеточник через цистоскоп, уретероскоп и нефроскоп, это трубка с рентгенопрозрачностью от 3 до 12 Fr и кончиками различных конфигураций, (прямым, изогнутым, оливообразным). Изделие имеет один и два просвета и градуированную разметку. Изделие используется для дилатации мочеточника, шунтирования частичных обструкций, ирригации/дренажа мочевыводящих путей во время хирургической операции (введения контрастного вещества, анестетика и геля для антиретропульсии), удаления камней, ретроградной урографии, размещения проводника и щеточной биопсии. Это изделие для одноразового использования.			шт	30
		Гибкий конец катетера	нет			
		Градуировка	да			
		Диаметр катетера	2	миллиметр		
		Длина катетера	70	сантиметр		
		Исполнение	универсальный			
		Конец катетера	открытый			
		Отверстия	сквозные			
		Тип конца катетера	прямой			
		Форма конца катетера	закругленная			

		Дополнительные характеристики						
		Диаметр катетера	6 Fr/Ch	2,0мм				
		Длина катетера	70	сантиметров				
		Тип конца катетера	Nelaton (прямой)					
		Конец катетера	открытый					
		Рентгеноконтрастные метки	да	оптимальная визуализация				
		Градуировка	да	точное позиционирование катетера				
		Адаптер, мандрен	наличие	Аксессуар, для транспортировки и для придания жесткости при введении в уретральный проход пациента				
		Одинарная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН . Сохранение стерильности до момента установки				
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН				
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет				
		9	Стент мочеточниковый 7 Fr/Ch , 70cm	Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения в почечную лоханку для получения доступа к верхним мочевым путям. Изделие состоит из тонкостенной трубки большого диаметра (от 8 до 24 френчей), с самоудерживающимся наконечником; иногда на наконечнике имеются расширяющиеся крылышки. Используется для осуществления дренажа с целью облегчения суправезикальной обструкции, а также в целом ряде процедур на верхних мочевых путях, включая дилатацию стриктур, удаление камней, перфузию химолитическими веществами для разрушения почечных камней или стентирование мочеточника. Это изделие для однократового использования			шт	20
				Конструкция	с петель			
Номинальный диаметр стента	2.3			миллиметр				
Общая длина стента	700			миллиметр				
Покрытие	без покрытия							
Рентгеноконтрастные метки	да							
Дополнительные характеристики								
Наименование характеристики	Значение характеристики / Ед. изм. характеристики			Обоснование характеристики				
Номинальный диаметр стента	7 Fr/Ch			2,3 мм				
Общая длина стента	70			сантиметров				
Материал	алифатический полиуретан белого цвета			биосовместим; белый цвет позволяет быстро обнаружить стент среди тканей				
Тип дистального кончика стента	пигтейл (завиток)			понижение риска миграции стента за счет завитка, способного держать форму				
Центральное Отверстие на дистальном кончике пигтейла(завитка)	наличие			обеспечение дренажа				
Дренажные отверстия на пигтейле	наличие			обеспечение дренажа				
Рентгеноконтрастные метки	да			Для возможности рентгенологического контроля положения стента				
Диаметр проводника	0,035"			дюйм				
Длина проводника	175			сантиметр				
Материал проводника	медицинская сталь с политетрафторэтиленовым покрытием; кончик проводника прямой, жесткость стандартная			необходимое изделие для установки стента, облегчает процесс постановки стента				

		Покрытие проводника	ПТФЕ	Политетрафторэтиленовым покрытием, легкое направляющее скольжение стента по проводнику		
		Кончик проводника прямой	наличие	Оптимально для установки стента		
		Форма Дистального кончика проводника атравматичный	наличие	Закругление, предотвращает перфорацию мочеточника		
		Жесткость проводника стандартная	наличие			
		Длительность нахождения в организме	3	месяца		
		воронкообразный адаптер для размеров 4-9 СН	наличие	Аксессуар для соединения с мочесборником		
		Одинарная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН . Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		
10	Набор для надлобковой пункции 12 Fr/Ch	Стерильная гибкая/полужесткая трубка, предназначенная для введения через надрез в надлобковой области (над лобковой дугой) непосредственно в мочевой пузырь пациента мужского или женского пола, в первую очередь, для дренирования мочи, изделие также может использоваться для инфузии жидкости (, лекарственного средства, солевого раствора). Как правило, представляет собой прямую или изогнутую под углом однопросветную трубку, которая имеет одну или несколько конфигураций отверстия/кончика на дистальном конце Проксимальный конец остается снаружи пациента и оснащен коннектором для присоединения изделия для сбора мочи. Изделие включать устройство для увеличения жесткости, облегчающее процесс введения. Это изделие для одноразового использования.			шт	20
		Диаметр катетера	12 Френч	4.0 миллиметров		
		Длина катетера	40	сантиметров		
		Объём интегрированного баллона	5.0	миллилитр		
		Рентгеноконтрастные метки по всей длине катетера	наличие	Для возможности рентгенологического контроля положения стента		
		Материал	100% силикон	Гипоаллергенность, длительное нахождение		
		Диаметр сплит-канюли внешний	14 френч	4,6 миллиметров		
		Материал	медицинская сталь			
		Длина сплит-канюли	12	сантиметров		
		Аксессуары	скальпель, заглушка			
		Одинарная стерильная упаковка	соответствие	Требование СанПиН . Сохранение стерильности до момента установки		
		Однократное применение	соответствие	Требование СанПиН		
		Стерилизация	Этилен оксидом	Сохранение стерильности в упаковке до 5 лет		

3. Требования к результатам: Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям

4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Г. Москва, ул. Будаевская д. 2
--	--------------------------------

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя: на склад Покупателя. Время поставки: с 09.00 ч. До 16.00 ч. в рабочие дни (дни недели с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих (выходных) и праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ). Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом Российской Федерации или иными правовыми актами.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок исполнения заявки не должен составлять более 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».
5. Форма, сроки и порядок оплаты	
Форма оплаты	Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
Срок и порядок оплаты	Оплата Товара производится Покупателем согласно условиям Договора
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг	
Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, Сертификат качества на весь товар и на каждую партию поставляемого товара (при необходимости), паспорт заводаизготовителя (другие разрешительные документы).	
7. Расчет стоимости товаров, работ, услуг за единицу	