

№ п/п	Наименование	Технические условия
1	Аспиратор вакуумный мануальный Ipras MVA Plus с принадлежностями	"Аспиратор вакуумный мануальный Ipras MBA Plus с принадлежностями Объем 60 куб. см., вакуум: 609,6 – 660,4 мм. рт. ст или 0,8-0,9 атм. Шприц-аспиратор MBA Плюс может использоваться многократно. Состоит из следующих деталей: - клапана с двумя регулируемыми вакуум кнопками, колпачком и съемной гильзой; - поршня с ручкой и уплотнительным кольцом; - цилиндра емкостью 60 мл, куда поступает содержимое полости матки, с зажимом для манжетной защелки; - манжетной защелки. Мануальная вакуумная аспирация (МБА) – простой, безопасный и эффективный метод маточной эвакуации, при котором содержимое матки извлекается через канюлю под действием вакуума. Шприц аспиратор MBA Плюс является бесшумным и портативным. В комплекте со шприцом предоставляется гель силиконовый (для смазки уплотнительного кольца) - 2 мл и комплект адаптеров - 5 штук. Клинические показания к аспирации содержимого полости матки: - лечение неполного аборта при размере матки, соответствующем сроку беременности до 12 недель; - аборт в I триместре беременности; - биопсия эндометрия. Изготовлен из пластика, не содержащего латекс. Шприц MBA поставляется чистым, но не стерильным. Шприц MBA-Плюс подвергается автоклавированию, обработкой паром и также химической стерилизации и глубокой дезинфекции. Производитель: ВумэнКеа Глобал ЛЛС, США Срок годности 5 лет
2	Канюля "Айпас Изигрип" (Ipras EasyGrip) диаметром 6 мм	Канюля «Айпас Изигрип» полугибкая, предназначена для аспирации содержимого маточной полости/внутриматочной эвакуации у пациенток акушерского и гинекологического профиля. Диаметр 6 мм Для определения размера полости матки канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см, первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Удобство в использовании: снабжены адаптерами, цветовая кодировка размеров. Рекомендуется использовать канюли «Айпас Изигрип» исключительно с аспираторами Ipras. Стерильны - стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Срок годности: 5 лет. Производитель: «Пасифик Хоспитал Сапли Ко, Лтд», Тайвань для ВумэнКеа Глобал ЛЛС, США. Соответствует: Гост Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011
3	Канюля "Айпас Изигрип" (Ipras EasyGrip) диаметром 7 мм	Канюля «Айпас Изигрип» полугибкая, предназначена для аспирации содержимого маточной полости/внутриматочной эвакуации у пациенток акушерского и гинекологического профиля. Диаметр 7 мм Для определения размера полости матки канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см, первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Удобство в использовании: снабжены адаптерами, цветовая кодировка размеров. Рекомендуется использовать канюли «Айпас Изигрип» исключительно с аспираторами Ipras. Стерильны - стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Срок годности: 5 лет. Производитель: «Пасифик Хоспитал Сапли Ко, Лтд», Тайвань для ВумэнКеа Глобал ЛЛС, США. Соответствует: Гост Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011
4	Канюля "Айпас Изигрип" (Ipras EasyGrip) диаметром 8 мм	Канюля «Айпас Изигрип» полугибкая, предназначена для аспирации содержимого маточной полости/внутриматочной эвакуации у пациенток акушерского и гинекологического профиля. Диаметр 8 мм Для определения размера полости матки канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см, первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Удобство в использовании: снабжены адаптерами, цветовая кодировка размеров. Рекомендуется использовать канюли «Айпас Изигрип» исключительно с аспираторами Ipras. Стерильны - стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Срок годности: 5 лет. Производитель: «Пасифик Хоспитал Сапли Ко, Лтд», Тайвань для ВумэнКеа Глобал ЛЛС, США. Соответствует: Гост Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011
5	Канюля "Айпас Изигрип" (Ipras EasyGrip) диаметром 9мм	Канюля «Айпас Изигрип» полугибкая, предназначена для аспирации содержимого маточной полости/внутриматочной эвакуации у пациенток акушерского и гинекологического профиля. Диаметр 9 мм Для определения размера полости матки канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см, первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Удобство в использовании: снабжены адаптерами, цветовая кодировка размеров. Рекомендуется использовать канюли «Айпас Изигрип» исключительно с аспираторами Ipras. Стерильны - стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Срок годности: 5 лет. Производитель: «Пасифик Хоспитал Сапли Ко, Лтд», Тайвань для ВумэнКеа Глобал ЛЛС, США. Соответствует: Гост Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011